

08

Blindajes para Jeringas

Modelos disponibles y especificaciones técnicas



Descripción

Blindajes radiológicos para la preparación, dosificación y administración segura de radiofármacos en jeringa. Disponibles en distintos modelos según el radioisótopo, el sistema de cierre y la aplicación clínica requerida.

Modelos y Especificaciones

Modelo	Radioisótopo	Blindaje	Vidrio	Sistema	Aplicación
PET/MR	F-18	Sí	Opcional	Manual	PET
Guard Lock	F-18	Sí	Sí	Guard Lock	PET
Tc-99m	Tc-99m	Sí	Opcional	Tornillo	Medicina Nuclear
JX019-III	Tc-99m	Sí	Sí	Safe-T-Lock	Medicina Nuclear
Vidrio Plomado	Tc-99m	Sí	Sí	Safe-T-Lock	Medicina Nuclear
JX020	Tc-99m	Sí	Sí	Clip	Medicina Nuclear
JX022	Tc-99m	Sí	Sí	Safe-T-Lock	Medicina Nuclear
Serie TSSP	PET	Sí	Sí	Safe-T-Lock	PET